

**Auftraggeber (Kundennummer)**

**Auftragsnummer**



**Patientenname**

für digitale Rechnungsstellung (XML):  
 HKP-Nr.:  
 Patienten-Nr.:

- |    |   |     |   |    |                       |
|----|---|-----|---|----|-----------------------|
| K  | Vollgusskrone (FCcrown)                             | IMK | Implantatkrone (verschraubt oder zementiert)          | H  | Klammer (clasp)       |
| B  | Vollgussbrückenglied (FCpontic)                     | TK  | Teilkkrone (partial crown)                            | I  | Inlay (inlay)         |
| KV | Krone vestibulär verblendet                         | T   | Teleskopkrone (telescope crown)                       | V  | Veneer (veneer)       |
| BV | Brückenglied vestibulär verblendet                  | TV  | verblendete Teleskopkrone (composite telescope crown) | St | Stiftaufbau (separat) |
| KM | Keramikverblendkrone (PFM) vollverbl.               | E   | zu ersetzender Zahn (tooth)                           |    |                       |
| BM | Keramikverblendbrückenglied (PFM pontic) vollverbl. | O   | Verbindungsvorrichtung / Geschiebe (attachment)       |    |                       |

18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38

**Bei okklusalen Platzproblemen:**

- Metallaufbiss     Gegenbiss radieren     Stumpf radieren     Übertragungskäppchen

**Material**

- NEM
- Edelmetall
  - 38%Au hellgelb
  - 75%Au Biogold gelb
  - 86%Au Biogold Hochgold
  - palladium-basis (Argelite 55)
- Titan
- Galvano
- Zirkon (keram. Verbl.)
- Zirkon (vollanatomisch)
- IPS e.max press

**Farbe**

VITA \_\_\_\_\_

**Okklusionsfärbung**

- keine     leicht     intensiv


**Okklusalkontakt**

- keinen     leicht     stark

**Approximalkontakt**

- leicht     stark

**Brückengliedgestaltung**



**Kronengestaltung**

- einzeln !**  
 **verblockt !**

**herausnehmbar / kombiniert**

- Funktionslöffel
- Bissnahme
- Primärteleskop
- Sekundärteleskop
- Coverdenture (Ret. über Kieferkamm)
  - TV mit Sattel
  - TV lab. ohne Sattel
  - TV ling./pal. UND lab. ohne Sattel
- Aufstellen
- Fertigstellen
- CrCo-Modellguss
- Vitallium2000-Modellguss
  - nur Gerüst
  - Aufstellen
  - Fertigstellen
- Totalprothese
  - Aufstellen
  - Fertigstellen
- Valplast
  - Aufstellen
  - Fertigstellen
- Aufbisssschiene
- Bleachingschiene
- Sportschutz Playsafe® pro (Erkodent)
- Schnarchschiene Silensor® (Erkodent)

**Verblendung**

- Keramikverblendung !**
- Kunststoffverblendung !**
- Gerüsteinprobe
- Rohbrandeinprobe
- Keramik- /Kunststoffschulter



angeliefert:

- Abdruck \_\_\_\_\_
- Modell \_\_\_\_\_
- indiv. Löffel \_\_\_\_\_
- Biss \_\_\_\_\_
- Sonstiges \_\_\_\_\_

zurück im Labor am: \_\_\_\_\_

Datum

Unterschrift